



Joystick n-Abler

Joystick de pointage

Créée et éditée par Pretorian technologies



Le dispositif de pointage spécialement conçu pour faciliter l'usage de l'ordinateur aux personnes en situation de handicap moteur.

Particulièrement ergonomique avec ses différents boutons attribués à des fonctions spécifiques, son code couleur et un guide doigts pour les différents boutons, le joystick n-Abler remplace la souris pour mieux s'adapter à vos besoins avec la vitesse du curseur réglable et les trois manches interchangeables.

Fonctionnalités du produit

5 boutons de fonctions avec guide-doigts



3 manches interchangeables



1 bouton de réglage de vitesse du curseur



1 grand boîtier pour laisser reposer la paume



Le joystick n-Abler a été spécialement créé pour les publics avec handicap moteur ayant des difficultés de précision dans les mouvements, de dextérité et de coordination.

La manipulation du levier du joystick permet de **déplacer aisément le curseur sur l'ensemble de l'écran**. La force nécessaire pour déplacer le pointeur n'est que de 0.5 Newtons. Les 3 manches interchangeables permettent d'optimiser encore davantage le **confort de prise en main**. Le grand boîtier permet de **laisser reposer la main** confortablement.

La répartition symétrique des boutons, leur code couleur et leur texture permet de **guider facilement les doigts** vers les boutons et de l'utiliser de façon ambidextre. Les 5 boutons de fonction en façade permettent d'actionner le clic droit, le clic gauche, le double-clic, le verrouillage du clic, le verrouillage des axes horizontaux et verticaux.

Au dos du boîtier se trouve le bouton pour **choisir la vitesse la plus appropriée** du curseur parmi les 4 vitesses définies. Le voyant du boîtier et un signal sonore avertissent que les changements de fonction ont bien été activés.

Infos techniques

- **Dimensions** : longueur 23.5 cm x largeur 13 cm x hauteur avec joystick 10 cm / hauteur avec trackball 7 cm / hauteur de repos de la paume 5 cm
- **Compatible** ordinateurs PC Windows et macOS et tablettes Android
- **Connection** filaire USB

Produits complémentaires

- Le [logiciel Dragon Professional](#) pour dicter du texte et commander l'ordinateur sans avoir besoin du clavier
- Un [clavier Clavier avec son guide-doigts](#) pour faciliter la frappe au clavier